

DOSSIER SANTÉ

COMMUNIQUÉ

en partenariat avec



CoolSculpting : gomez vos rondeurs par le froid !

Sans chirurgie, sans aiguille

Personne n'est parfait, mais il est parfois de petites imperfections qui nous agacent plus que d'autres. Ce menton que l'on voudrait plus volontaire, ce ventre que l'on aimerait plus plat, toutes ces petites rondeurs importunes que l'exercice physique et les régimes ne parviennent pas à faire fondre... Une solution non invasive existe pourtant : CoolSculpting®. Une méthode permettant d'éliminer les bourrelets récalcitrants sans chirurgie, sans aiguilles, par le froid.

Faire fondre la graisse par le froid : un procédé scientifique bien connu

CoolSculpting® repose sur le principe de la cryolipolyse : la destruction des cellules graisseuses (ou adipocytes) par le froid. Un phénomène mis au jour en 1970 par des chercheurs du Massachusetts General Hospital et de la Harvard Medical School. Le traitement consiste à administrer un refroidissement contrôlé aux cellules visées sans endommager les tissus qui les entourent. Les adipocytes sont ainsi détruits par le froid et éliminés progressivement par l'organisme au cours des semaines qui suivent¹. Ce qui entraîne une réduction de la couche graisseuse de la zone traitée.

Un traitement bien ciblé

Un applicateur relié à l'appareil est apposé à l'endroit choisi sur la peau. La durée de la séance dépend du nombre de zones à traiter. Vous pourrez déterminer avec votre médecin un plan de traitement personnalisé pour atteindre les résultats que vous souhaitez.

Des technologies mises en œuvre en toute sécurité²

Les appareils CoolSculpting® intègrent deux technologies brevetées :

le système Coolcontrol® règle la température en temps réel afin d'assurer un refroidissement approprié et le système Freeze Detect® réduit le risque de dommages tissulaires.

Une efficacité démontrée³

À ce jour, plus de sept millions⁴ de traitements CoolSculpting® ont été réalisés dans le monde. Les études montrent que les résultats commencent à apparaître à partir de trois mois après l'arrêt des séances, avec une réduction de 17 à 27 %³ de la couche graisseuse de la partie traitée. CoolSculpting® a fait l'objet de plus de cinquante publications scientifiques⁵.

Les atouts d'une méthode non invasive dont l'efficacité est scientifiquement démontrée³

Dr Mesnard, directrice scientifique Allergan Aesthetics

À vous de jouer !

Les cellules adipeuses détruites ne seront jamais remplacées par de nouvelles. Cependant, en cas de prise de poids, les adipocytes restants s'agrandiront pour absorber l'excès de graisse... À vous de jouer pour entretenir votre silhouette resculptée : mangez équilibré et bougez !

1. Données obtenues à partir d'investigations de cryolipolyse utilisant un modèle de cochon. Les données obtenues chez l'animal ne sont pas extrapolables à l'homme. Zelickson B, et al. *Dermatol Surg* 2009;35:1462-70. Klein KB, et al. *Lasers Surg Med* 2009;41:785-90. 2. Allergan, Manuel d'utilisation CoolSculpting®, BRZ-101-TUM-EN4-H. Décembre 2016. 3. Sasaki GH, et al. *Aesthetic Surgery Journal* 2014;34:420-431. Méthodologie : étude monocentrique, en ouvert, réalisée entre juillet 2009 et janvier 2011 sur 112 patients. 85 patients disponibles pour les évaluations de suivi. Le critère d'évaluation était la réduction moyenne de l'excès graisseux par rapport à l'état initial, mesurée à l'aide d'un pied à coulisse. La réduction moyenne de l'excès graisseux observée lors des évaluations de suivi toutes zones de traitement confondues était de 21,5 %. Les réductions moyennes par zone sont les suivantes : abdomen inférieur 27 % (n=55), flancs 25 % (n=20), graisse du dos 22 % (n=2), graisse sous les aisselles 20 % (n=4), genoux 18 % (n=1), intérieur des cuisses 17 % (n=3). Les effets indésirables observés durant cette étude sont des érythèmes et des ecchymoses aux sites traités pour la majorité des patients. Trois patients ont présenté des dysesthésies pendant deux à trois semaines. 4. Données Allergan : nombre de cycles de traitement de 2009 à septembre 2018. 5. Données Allergan. Nombre de publications CoolSculpting®. Février 2018.



Important : CoolSculpting® est une marque de systèmes, de cartes, d'applicateurs et d'accessoires destinés à être utilisés simultanément pour le traitement non invasif d'élimination des graisses par la technique de cryolipolyse. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés, qui portent à ce titre le marquage CE0197. Leur manipulation nécessite l'intervention d'un médecin. Cette procédure n'est pas une méthode d'amaigrissement et ne se substitue pas à un régime alimentaire varié associé à de l'exercice physique. Pour plus d'informations, demandez conseil à un médecin. Des effets indésirables peuvent survenir. Fabricant : Zeltiq Aesthetic Inc. (Californie, États-Unis).

Publi-communicé réalisé par 14HAUSSMANN

Pour en savoir plus : www.coolsculpting-france.com

